



ТАКЛ. 684131.004 СБ

Перв. прием.

ТАКЛ. 684131.004

Втор. прием.

№

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

1. Сердечник изолировать  
лакотканью поз. 1 с перекры-  
тием в  $\frac{1}{2}$  ширины.

2. Пропитать лаком электро-  
изоляционным ФЛ-98 ГОСТ 12294-66.

ТАКЛ. 684131.004 СБ

Сердечник

Сборочный чертеж

| Лист | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
| 1    | 0,12   | 1:1     |
| Лист | Листов |         |

| Изм.  | Испол.   | Ндokit.  | Подп. | Дат. |
|-------|----------|----------|-------|------|
| Разр. | Курташов | 29.08.88 |       |      |
| Пос.  | Шаданов  | 24.01.89 |       |      |
| Пос.  | Тележкин | 10.08.88 |       |      |

|      |          |          |  |  |
|------|----------|----------|--|--|
| Н.К. | Матвеева | 05.08.88 |  |  |
| И.О. | Топилко  | 24.09.88 |  |  |

ТАКЛ. 684131.004 СБ